





REF 0607050




R1 R2 R3

Biopack

Specially designed for ABX **Micros** range



For storage and transport only.



A01A00093B

WASTE

 Warning, remove the 4 red caps before use.

- Enzymatic solution with proteolytic action for cleaning HORIBA Medical blood cell counters.
- Enzymatische Lösung mit proteolytischer Wirkung zur Reinigung der Blutzellen-Analysengeräte von HORIBA Medical.
- Solution enzymatique avec une action protéolytique pour le nettoyage des analyseurs HORIBA Medical.
- Enzymatische enzymática con acción proteolítica para la limpieza de los contadores hematológicos de HORIBA Medical.
- Solução enzimática com ação proteolítica para limpeza dos contadores de glóbulos sanguíneos da HORIBA Medical.
- Enzymatisk opløsning med proteolytisk aktivitet til rensning af HORIBA Medical-instrumenter til blodlegemestelling.
- Enzymatisk lösning med proteolytisk effekt för rengöring av blodkroppsräknare från HORIBA Medical.

REAGENT 2 1 x 0,3 L

- Erythrocyte lysing agent for white blood cell counting and differentiation, and hemoglobin determination on HORIBA Medical blood cell counters.
- Agent de lyse érythrocytaire pour la numération et la différenciation des leucocytes, et la détermination de l'hémoglobine sur les analyseurs HORIBA Medical.
- Erythrozyten-Lyseagenz zur Zählung und Differenzierung von Leukozyten und zur Hämoglobinbestimmung bei Blutzellenzählungen auf HORIBA ABX-Geräten.
- Agente di lisi eritrocitaria per la conta leucocitaria, la differenziazione e la determinazione dell'emoglobina sugli apparecchi HORIBA Medical destinati alla conta delle cellule ematiche.
- Agente lisante de éritrocitos para el recuento y la diferenciación de glóbulos blancos, y la determinação de hemoglobina nos contadores de glóbulos sanguíneos da HORIBA Medical.
- Agente de lise de eritrocitos para contagem e diferenciação de glóbulos brancos e determinação de hemoglobina em los contadores hematológicos de HORIBA Medical.
- Erythrocytlysagens til leukocyttelling og differentiering og hemoglobinstemmelse på HORIBA Medical-instrumenter til blodlegemestelling.
- Erythrocytvätsagens för räkning och differentiering av vita blodkroppar och bestämning av hemoglobin med blodkroppsräknare från HORIBA Medical.

REAGENT 3 3,15 L

- Buffered isotonic hematoocrit on HORIBA Medical blood cell counters
- Solution tamponnée isotonique pour la détermination et la différentiation des cellules sanguines, et la mesure de l'hématocrite sur les analyseurs HORIBA Medical.
- Gefüßerte isotonische Lösung für die Bestimmung und Differenzierung von Blutkörperchen und die Messung des Hämatozritwerts in Blutzellen-Analysengeräten von HORIBA Medical.
- Soluzione isotonica tamponata per la determinazione e la differenziazione delle cellule sanguigne e la misurazione dell'ematocrito nei contatori di cellule sanguigne HORIBA Medical.
- Solución isotonica tamponada para la determinación y la diferenciación de glóbulos blancos, así como la medición de hematocritos en los contadores hematológicos de HORIBA Medical.
- Solução isotónica tampada para determinação e diferenciação de glóbulos sanguíneos, e para a medição de hematocritos nos contadores de glóbulos sanguíneos da Horiba Medical.
- Buffertet isotonisk opløsning til bestemmelse og differentiering af blodceller og måling af hæmatokrit på HORIBA Medical-instrumenter til blodlegemestelling.
- Buffertad isoton lösning för bestämning och differentiering av blodkroppar och mätning av hematokrit med blodkroppsräknare från HORIBA Medical.

18°C 25°C

Store at 18/25°C



Tel. + 800 67 14 15 16

www.horiba-abx.com/documentation



Made in France
34184 Montpeller Cedex 4 / France
Parc EuroMedecine - BP 7290

Can be used for self testing on Micros Care ST