



4 x REAGENT 1 (= 4 x 0,5L)
+ 4 x REAGENT 2 (= 4 x 0,3L) **R52**
+ 4 x REAGENT 3 (= 4 x 3,4L)



Store at 18/25°C



Tel. + 800 67 14 15 16
www.horiba-abx.com/documentation

Made in France



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée - BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4 / France

REAGENT 1

- Reagent for *in vitro* diagnostic use as a cleaning solution on the ADVIA® 60 Hematology system.
- Pour utilisation diagnostique *in vitro* en tant que solution de nettoyage sur le système ADVIA® 60 Hématologie.
- *In-vitro*-Diagnostikum (Reinigungslösung) für das ADVIA® 60 Hämatologiesystem.
- Per uso diagnostico *in vitro* come soluzione detergente per il sistema ematologico ADVIA® 60.
- Para uso diagnóstico *in vitro* como solución limpiadora en el sistema de hematología ADVIA® 60.
- Para uso diagnóstico *in vitro* como solução de limpeza no sistema para hematologia ADVIA® 60.
- Til *in vitro*-diagnosticering som rengøringsopløsning på ADVIA 60 Hæmatologisystemet.
- För *in vitro*-diagnostik som rengöringslösning med ADVIA 60 hematologisystem.



LOT

REF 0606051



Qty per box: 1



REAGENT 2

- Reagent for *in vitro* diagnostic use as an erythrocyte-lysing agent for white blood cell counting, differentiation, and hemoglobin determination on the ADVIA® 60 Hematology system.
- Pour utilisation diagnostique *in vitro* en tant qu'agent de lyse érythrocytaire pour la numération et la différenciation des leucocytes, et la détermination de l'hémoglobine sur le système ADVIA® 60 Hématologie.
- *In-vitro*-Diagnostikum (erythrozytenlysierende Lösung) zur Zählung der weißen Blutkörperchen, Differenzierung und Hämoglobinbestimmung für das ADVIA® 60 Hämatologiesystem.
- Per uso diagnostico *in vitro* come agente lisante degli eritrociti per applicazione nella conta e differenziazione leucocitaria e la determinazione dell'emoglobina con il sistema ematologico ADVIA® 60.
- Para uso diagnóstico *in vitro* como agente de lisis de eritrocitos para el recuento de leucocitos, la diferenciación y la determinación de hemoglobina en el sistema de hematología ADVIA® 60.
- Para uso diagnóstico *in vitro* como agente de eritrocitos para contagem de leucócitos, diferenciação e determinação de hemoglobina no sistema para hematologia ADVIA® 60.
- Til *in vitro*-diagnosticering som erythrocytlyserende middel til tælling af hvide blodceller, differentialtælling og hæmoglobinbestemmelse på ADVIA 60 Hæmatologisystemet.
- För *in vitro*-diagnostik som erythrocytlyserande medel för räkning av vita blodceller, differentiering och hemoglobinbestämning med ADVIA 60 hematologisystem.

REAGENT 3

- Reagent for *in vitro* diagnostic use in the determination and differentiation of blood cells and the measurement of hematocrit on the ADVIA® 60 Hematology system.
- Pour utilisation diagnostique *in vitro* pour la détermination et la différenciation des cellules sanguines et la mesure de l'hématocrite sur le système ADVIA® 60 Hématologie.
- *In-vitro*-Diagnostikum zur Bestimmung und Differenzierung von Blutkörperchen sowie zur Hämatokritmessung mit dem ADVIA® 60 Hämatologiesystem.
- Per l'impiego diagnostico *in vitro* per la determinazione e la differenziazione delle cellule ematiche e per la misurazione dell'ematocrito con il sistema ematologico ADVIA® 60.
- Para uso diagnóstico *in vitro* en la determinación y la diferenciación de células sanguíneas y en la medición del hematocrito en el sistema de hematología ADVIA® 60.
- Para uso diagnóstico *in vitro* na determinação e na diferenciação de células sanguíneas e na medição de hematócritos no sistema para hematologia ADVIA® 60.
- Til *in vitro*-diagnosticering ved bestemmelse og differentialtælling af blodceller samt måling af hæmatokrit på ADVIA 60 Hæmatologisystemet.
- För *in vitro*-diagnostik vid bestämning och differentiering av blodkroppar och mätning av hematokrit med ADVIA 60 hematologisystem.