





R3


R2

R1





For storage and

Specially designed for ABX **MICROS** range



REF 0602050



WASTE

A01A00219 rev A.

Warning, remove the 4 red caps before use.



REAGENT 1 1 x 0,5 L

- Enzymatic solution with proteolytic action for cleaning HORIBA Medical blood cell counters.
- Solution enzymatique avec une action protéolytique pour le nettoyage des analyseurs HORIBA Medical.
- Enzymatische Lösung mit proteolytischer Wirkung zur Reinigung der Blutzellen-Analysegeräte von HORIBA Medical.
- Soluzione enzimatica con azione proteolitica per la pulizia degli strumenti HORIBA Medical destinati alla conta delle cellule ematiche.
- Solución enzimática con acción proteotica para la limpieza de los contadores hematológicos de HORIBA Medical.
- Solução enzimática com ação proteolítica para limpeza dos contadores de glóbulos sanguíneos da HORIBA Medical.
- Enzymatisk opløsning med proteolytisk aktivitet til rensning af HORIBA Medical-instrumenter til blodlegemetælling.
- Enzymatisk lösning med proteolytisk effekt för rengöring av blodkroppsräknare från HORIBA Medical.

REAGENT 2 1 x 0,3 L

- Erythrocyte lysing agent for white blood cell counting and differentiation, and hemoglobin determination on HORIBA Medical blood cell counters.
- Agent de lyse érythrocytaire pour la numération et la différenciation des leucocytes, et la détermination de l'hémoglobine sur les analyseurs HORIBA Medical.
- Erythrozyten-Lysereagenz zur Zählung und Differenzierung von Leukozyten und zur Hämoglobinbestimmung bei Blutzellenzählungen auf HORIBA ABX-Geräten.
- Agente di lisi eritrocitaria per la conta leucocitaria, la differenziazione e la determinazione dell'emoglobina sugli apparecchi HORIBA Medical destinati alla conta delle cellule ematiche.
- Agente lisante de eritrocitos para el recuento y la diferenciación de glóbulos blancos, y la determinación de hemoglobina en los contadores hematológicos de HORIBA Medical.
- Agente de lise de eritrócitos para contagem e diferenciação de glóbulos brancos e determinação de hemoglobina nos contadores de glóbulos sanguíneos HORIBA Medical.
- Erythrocytlisereagens til leukocytælling og differentiering og hæmoglobinbestemmelse på HORIBA Medical-instrumenter til blodlegemetælling.
- Erythrocytlisagens för räkning och differentiering av vita blodkroppar och bestämning av hemoglobin med blodkroppsräknare från HORIBA Medical.

REAGENT 3 1 x 3,4 L

- Buffered isotonic solution for the determination and the differentiation of blood cells, and the measurement of hematocrit on HORIBA Medical blood cell counters
- Solution tamponnée isotonique pour la détermination et la différenciation des cellules sanguines, et la mesure de l'hématocrite sur les analyseurs HORIBA Medical.
- Gepufferte isotonische Lösung für die Bestimmung und Differenzierung von Blutkörperchen und die Messung des Hämatokritwerts in Blutzellen-Analysegeräten von HORIBA Medical.
- Soluzione isotonica tamponata per la determinazione e la differenziazione delle cellule sanguigne e la misurazione dell'ematocrito nei contatori di cellule sanguigne HORIBA Medical.
- Solución isotónica tamponada para la determinación y la diferenciación de glóbulos blancos, así como la medición de hematocritos en los contadores hematológicos de HORIBA Medical.
- Solução isotónica tampada para determinação e diferenciação de glóbulos sanguíneos, e para a medição de hematócritos nos contadores destes glóbulos da Horiba Medical.
- Bufferet isotonisk opløsning til bestemmelse og differentiering af blodceller og måling af hæmatokrit på HORIBA Medical-instrumenter til blodlegemetælling.
- Buffrad isoton lösning för bestämning och differentiering av blodkroppar och mätning av hematokrit med blodkroppsräknare från HORIBA Medical.

18°C 25°C Store at 18/25°C

IVD CE 0120 R52

Tel. + 800 67 14 15 16
www.horiba-abx.com/documentation

Made in France

HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine - Rue du Caducée - BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4 / France

Can be used for self testing on Micros Care ST