

Il più piccolo analizzatore dedicato ai laboratori point of care per il monitoraggio della terapia anticoagulante orale

Sistema semplice e intuitivo

Campionamento con capillari dedicati
Cuvette di reazione monouso
Identificazione del reagente innovativa : RFID
Gestione Controllo di Qualità

Riduzione dei costi

Disponibilità reagente per singolo parametro
Analisi su sangue intero
Solo una goccia di sangue capillare

Maggiore efficienza

INR test basato sul metodo di riferimento
Destinato a utenti professionali
Tempo di misurazione: 120 sec

Facilità d'uso

Fino a 1000 risultati memorizzabili
Dispositivo mobile (batterie interne)
Connessioni multiple :
-Sistema informatico del laboratorio
-Software gestionale Yumizen G opzionale



Yumizen

G100

By **HORIBA**
Medical

Coagulation Yumizen Range



Yumizen
G100

Dimensioni e peso :

Larghezza : 102 mm, Altezza : 55 mm, Profondità : 165 mm,
Peso : 0,38 Kg

Stampante-opzionale con il software Yumizen G

Cadenza analitica :

Tempo di misurazione max : 120 sec
Volume campione : 20 µl

Temperatura :

15°C – 32°C

Potenza :

100-240v, 50-60Hz
6 x 1,5v AA batterie

Monitor:

Monitor LCD a colori, touch screen, 53 x 71 mm

Memoria :

1000 risultati
1x presa USB

Parametri :

INR

Consumabili (kit) :

Pipetta di campionamento, 20 µl (rosa)
Pipetta di dispensazione, 200 µl (blu petrolio)
Portapipette
25 capillari per campioni
96 puntali per pipette

Reagenti :

25 cuvette di misurazione dedicate (sfera di miscelazione inclusa)
Reagente 2 (6 mL)
Controllo I flacone (contiene controllo livello 1 liofilizzato da sciogliere in 200 µl di acqua ultrapura)
Controllo II flacone (contiene controllo livello 2 liofilizzato da sciogliere in 200 µl di acqua ultrapura)

Linearità :

INR : 0,8 – 8,0

Certificazioni :

EN 61326-2-6 : 2006
IEC 61010-1 : 2001
IEC 61010-2-101 : 2002
EN ISO 13485 : 2003 and 2012
NF EN ISO 14971 – 2013

Direttive :

EN ISO 13485 : 2003
98/79/EC (DIV)
2011/65/EU (RoHS)
2002/96/EC (WEEE) et 2006/66/EC (Batterie & Accumulatori)
1907/2006 (REACH)
2004/108/CE (Compatibilità elettromagnetica)
2006/95/CE (Limiti di voltaggio)

HORIBA
Medical

FRANCE +33 (0)4 67 14 15 15 - ITALY +39 / 06 51 59 22 1 - SPAIN +34 / 91- 353 30 10 - PORTUGAL +351 / 2 14 72 17 70 - UK +44 (0) 1604 542650
POLAND +48 / 22 6732022 - USA +1 / 949 453 0500 - BRAZIL +55 / 11 2923-5439 - THAILAND +66 / 2 861 59 95 - CHINA +86 / 21 3222 1818
INDIA +91 / 11 4646 5000 - GERMANY AXON LAB AG +49 / 7153 92260 - DISTRIBUTORS NETWORK +33 (0)4 67 14 15 16

HORIBA Medical online : <http://www.horiba.com/medical>



Operating IMS