

Analizzatore compatto a 4-canali dedicato ai piccoli laboratori per eseguire screening emocoagulativi

Sistema semplice e intuitivo

- 4 canali di misura indipendenti
- 20 posizioni di incubazione
- Semplice da usare, interfaccia utente innovativa
- Gestione del Controllo di Qualità
- Calibrazione non necessaria («Master Curve»)

Massima sicurezza

- Lettura barcode
- Salvataggio dati su supporto esterno (USB)
- Reagenti pronti all'uso

Maggiore efficienza

- 3 metodi di misura: coagulativo, turbidimetrico e cromogenico.
- Tempo di misurazione max : 120 sec
- «Zero manutenzione»

Facilità d'uso

- Archiviazione dati interna
- Stampante integrata
- Ridotto ingombro
- Connessioni multiple :
 - Sistema informatico del laboratorio
 - Software gestionale Yumizen G opzionale



Yumizen

G400

By **HORIBA**
Medical

Coagulation Yumizen Range



Yumizen G400

Dimensioni e Peso :

Larghezza : 200 mm, Altezza : 80 mm, Profondità : 320 mm,
Peso : 2,55 Kg

Cadenza analitica :

Tempo di misurazione max : 120 sec

Temperatura :

15°C – 30°C

Potenza :

100-240VAC, 47-63 Hz, 25W
Alimentatore esterno

Esportazione dati :

2 x prese USB
1 x connettore USB principale: per connettere una stampante esterna, un lettore barcode o un dispositivo di archiviazione esterno
1 x connettore USB secondario : per connettere lo strumento al computer come dispositivo esterno

Monitor :

Monitor LCD a colori, touch screen, 53 x 71 mm

Memoria :

1000 risultati

Parametri :

Test coagulativi (640 nm)
Test di screening (PT, aPTT, Fibrinogeno, TT)
Fattori (II, V, VII, IX, XII)
Test turbidimetrici (570 nm)
D-Dimero*
Test cromogenici (405 nm)
ATIII*

Consumabili (kit) :

Yumizen G400 1 pz
Alimentatore 1 pz
Agitatore magnetico (2 pezzi/kit) 1 kit
Manuale d'uso 1 pz

Certificazioni :

EN 61326-2-6 : 2006
IEC 61010-1 : 2001
IEC 61010-2-101 : 2002
EN ISO 13485 : 2003 and 2012
NF EN ISO 14971 – 2013

Direttive:

98/79/EC (DIV)
2011/65/EU (RoHS)
1907/2006 (REACH)
2014/30/EU (Compatibilità Elettromagnetica)
2014/35/EU (Limiti di voltaggio)

***I parametri ATIII e DDimero sono disponibili solo per lo Yumizen G400 DDi**

HORIBA Medical

FRANCE +33 (0)4 67 14 15 15 - ITALY +39 / 06 51 59 22 1 - SPAIN +34 / 91- 353 30 10 - PORTUGAL +351 / 2 14 72 17 70 - UK +44 (0) 1604 542650
POLAND +48 / 22 6732022 - USA +1 / 949 453 0500 - BRAZIL +55 / 11 2923-5439 - THAILAND +66 / 2 861 59 95 - CHINA +86 / 21 3222 1818
INDIA +91 / 11 4646 5000 - GERMANY AXON LAB AG +49 / 7153 92260 - DISTRIBUTORS NETWORK +33 (0)4 67 14 15 16
HORIBA Medical online : <http://www.horiba.com/medical>



Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA