

Analizador compacto de 4 canais para realizar os testes de coagulação

Forma inteligente de trabalhar

- 4 Canais de medição independentes
- 20 Posições de incubação
- Fácil de operar, interface do utilizador inovador
- Gestão de QC
- Curva de calibração automática (não é necessária calibração)

Segurança

- Identificação por código de barras
- Armazenamento externo de dados (dispositivo USB)
- Reagentes prontos a usar

Aumentar a eficiência

- 3 Métodos de medição de referência: formação de coágulo, turbidimétrico e cromogénico
- Tempo máximo de reação de 120 sg
- Sem Manutenção

De Fácil Utilização

- Capacidade de armazenamento interno (até 1.000 resultados)
- Impressora integrada
- Pouco desperdício
- Ligações múltiplas
 - Sistema de informação laboratorial
 - Software de dados Yumizen G (opcional)



Yumizen

G400

By **HORIBA**
Medical

Coagulation Yumizen Range



Yumizen
G100



Yumizen
G200



Yumizen
G400



Yumizen
G800



Yumizen
G1550

Yumizen
G400

Dimensões & peso:

Comprimento: 200 mm, Altura: 80, Profundidade: 320 mm,
Peso: 2,55 kg

Rendimento:

Tempo máximo de reação de 120 sg

Temperatura:

15 °C-30 °C

Especificações Elétricas:

100-240 VAC, 47-63 Hz, 25 W

Fonte de energia externa

Exportação de Dados:

2 Fichas USB:

1 USB Master : para ligação de impressora externa, leitor de código de barras ou dispositivo de armazenamento externo

1 USB Slave : para ligação a computador externo

Ecrã:

Ecrã tátil LCD a cores 115 x 86 mm

Capacidade de armazenamento:

1.000 Resultados

Parâmetros:

Testes de coagulação (640 nm)

Testes de triagem (PT, APTT, Fibrinogénio, TT)

Fatores (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII)

Teste turbidimétrico (570 nm)

D-Dímero *

Teste cromogénico (405 nm)

ATIII *

Consumíveis (kit):

Yumizen G400 Un

Unidade de alimentação 1 un

Agitador magnético (2 un/set) 1 conjunto

Manual do utilizador 1 un

Normas:

EN 61326-2-6: 2006

IEC 61010-1: 2001

IEC 61010-2-101: 2002

EN ISO 13485: 2003 e 2012

NF EN ISO 14971 - 2013

Diretivas:

98/79 / CE (DIV)

2011/65 / EU (RoHS)

1907/2006 (REACH)

2014/30 / UE (Compatibilidade eletromagnética)

2014/35 / UE (limites de voltagem)

***Parâmetros ATIII e D Dímeros**
Disponível apenas em Yumizen G400 DDi

HORIBA
Medical

FRANCE +33 (0)4 67 14 15 15 - ITALY +39 / 06 51 59 22 1 - SPAIN +34 / 91- 353 30 10 - PORTUGAL +351 / 2 14 72 17 70 - UK +44 (0) 1604 542650

POLAND +48 / 22 6732022 - USA +1 / 949 453 0500 - BRAZIL +55 / 11 2923-5439 - THAILAND +66 / 2 861 59 95 - CHINA +86 / 21 3222 1818

INDIA +91 / 11 4646 5000 - GERMANY AXON LAB AG +49 / 7153 92260 - DISTRIBUTORS NETWORK +33 (0)4 67 14 15 16

HORIBA Medical online : <http://www.horiba.com/medical>



Operating IMS

Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA