

Analizador automático de hemostase

Forma inteligente de trabalhar

- 4 Canais de medição independentes
- 14 Posições de reagentes refrigeradas + 4 posições de reagentes não refrigeradas
- 10 posições para amostras + 5 posições de amostra de urgência (STAT)
- Teste Reflexo e Repetições automáticas
- Curva de calibração automática (não é necessária calibração)

Segurança abrangente

- Identificação positiva, para amostras, controles e reagentes
- Armazenamento interno de dados (computador integrado)
- Reagentes prontos a usar

Aumento da eficiência

- 3 Métodos de medição de referência: formação de coágulo, turbidimétrico, e cromogênico
- Carregamento contínuo: 60 amostras / 600 cuvetes
- Sem Manutenção
- Rendimento : 150 PT / hora
- 70 APTT / hora
- 40 Ddimer / hora

Fácil Utilização

- Gestão simples do CQ
- Interface do utilizador inovador
- Ligações múltiplas
 - Sistema de informação laboratorial
 - VPN



Yumizen
G800

By **HORIBA**
Medical

Hemostasis Yumizen G range



Yumizen G range

Staying fluid in Hemostasis

Dimensões & peso:

Largura: 850 mm, Altura: 510 mm, Profundidade: 750 mm,
Peso: 80 kg

Rendimento:

150 PT / hora
70 APTT / hora
40 Ddimer / hora
Volume de amostra: 5-200 µL

Temperatura:

15 ° C-32 ° C

Especificações Elétricas:

100-240 V 50 Hz-60 Hz, 5 A

Exportação de dados:

6 Fichas USB

Ecrã:

Ecrã tátil LCD a cores 17"

Capacidade de armazenamento:

1.000.000 Resultados

Parâmetros:

Testes de coagulação (640 nm)
Testes de triagem (PT, APTT, Fibrinogénio, TT)
Fatores (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII)
Teste turbidimétrico (570 nm)
D-Dímero
Teste cromogénico (405 nm)
ATIII

Normas:

EN 61326-2-6: 2006
IEC 61010-1: 2001
IEC 61010-2-101: 2002
EN ISO 13485: 2003 e 2012
NF EN ISO 14971 - 2013

Diretivas:

98/79 / CE (DIV)
2011/65 / EU (RoHS)
1907/2006 (REACH)
2014/30 / UE (Compatibilidade eletromagnética)
2014/35 / UE (limites de voltagem)

HORIBA
Medical

FRANCE +33 (0)4 67 14 15 15 - ITALY +39 / 06 51 59 22 1 - SPAIN +34 / 91- 353 30 10 - PORTUGAL +351 / 2 14 72 17 70 - UK +44 (0) 1604 542650
POLAND +48 / 22 6732022 - USA +1 / 949 453 0500 - BRAZIL +55 / 11 2923-5439 - THAILAND +66 / 2 861 59 95 - CHINA +86 / 21 3222 1818
INDIA +91 / 11 4646 5000 - GERMANY AXON LAB AG +49 / 7153 92260 - DISTRIBUTORS NETWORK +33 (0)4 67 14 15 16

HORIBA Medical online : <http://www.horiba.com/medical>



Operating IMS

