

O Yumizen T6000 é a inovadora Solução Automatizada para Laboratório (LAS) da HORIBA Medical desenvolvida especificamente para a nossa solução HELO*

- **Configurações compactas e adaptáveis:**
Linear, angular , célula de trabalho e ilha
- **Painel de configurações analíticas:**
De 2 a 6 analisadores para 3 modelos de equipamento H1500, H2500, H2500 SPS
- **Solução totalmente evolutiva:**
Facilidade para adicionar novos analisadores de acordo com o aumento da atividade do laboratório
- **Contínua Optimização do Tempo de Resposta (TAT):**
Gestão inteligente do fluxo de trabalho, algoritmo reactivo de suavização da carga de trabalho
- **Teste imediato, para uma absorção eficiente de picos de trabalho:**
De 2 a 6 racks nas áreas de carga (até 720 tubos por hora ou capacidade de carga máxima por cadeia)
- **Prioridade sistemática da rack de urgência (STAT):**
As racks de urgência (STAT) são carregadas diretamente na cadeia para terem prioridade

* HORIBA Evolutive Laboratory Organisation



Yumizen

T6000

Configurações

Analísadores em cadeia: Yumizen H1500, H2500, H2500 SPS.
Capacidade de ligação: de 2 a 6 analisadores.
Forma: linear (sem ângulo), angular (1 ângulo), célula de trabalho (2 ângulos), ilha

Cadeia

Cadeia com os 2 módulos pneumáticos
Velocidade da cadeia: 10 m / min
Leitores de código de barras integrados

Mobília

De acordo com a configuração do cliente
Acessibilidade: 50 cm de distância à parede
Dimensões:

- Configuração de bancada (mobiliário opcional):
 - Móveis H1500 / 2500 (HWD cm): 90 x 100 x 76
 - Mobiliário H2500-SPS (HWD cm): 90 x 250 x 76
- Configuração em cadeia (mobiliário obrigatório):
 - Móveis H1500 / 2500 (HWD cm): 90 x 150 x 106 (com modulo standard entre equipamentos)
 - Móveis H2500-SPS (HWD cm): 90 x 250 x 106 (se localizado na extremidade direita) 90 x 300 x 106 (Se localizado em outro lugar)
 - Módulo em ângulo (HWD cm): 90 x 106 x 106

Software da Cadeia Yumizen (YTS)

Protocolo: ASTM CI
Luz de Status: 3 cores (Vermelho, Laranja, Verde) para o status da Automação.

Níveis de utilizador: Utilizador, Supervisor, Administrador

Idiomas: FR, EN (US), SP, IT, GE, PT (BRA)

Computador:

- Modelo: HP® ProDesk 400 G5
- Processador: Core i5 - 3,0 Ghz
- Sistema operativo: Linux ® Ubuntu
- RAM: 4GB DDR3
- Disco duro: 2,0 Tb Sata III, 7200 RPM
- Capacidade de armazenamento: 6 meses
- Ligações: 2xUSB, 2xEthernet
- Peso: 7,14 kg
- Ecrã: ecrã tátil articulado, LCD 17", 1280 x 1024, 16,7 milhões de cores.

Características

Temperatura 15-33 ° C
Altitude: 0 - 2500m
Humidade: <85%
Ruído: <60dB
Potência: 100-127 / 220-240 VAC, 50-60 Hz
Unidade pneumática integrada: 2,1 Bar
Acessibilidade: 500 mm optimizado para a distância á parede
Manutenção preventiva: 1 / ano

Regulamentação

Directivas

FDA Classe I

- Directivas CE
- 2011/65 / UE (RoHS2)
- 2002/96 / CE (WEEE)
- 2006/66 / CE (Baterias e acumuladores)
- 1907/2006 (REACH)
- 2004/108 / CE (Compatibilidade eletromagnética)
- 2006/42 / CE (Segurança de máquinas)
- 2006/95 / CE (Compatibilidade de baixa voltagem)



HORIBA

Medical

FRANCE +33 (0)4 67 14 15 15 - ITALY +39 / 06 51 59 22 1 - SPAIN +34 / 91- 353 30 10 - PORTUGAL +351 / 2 14 72 17 70 - UK +44 (0) 1604 542650
POLAND +48 / 22 6732022 - USA +1 / 949 453 0500 - BRAZIL +55 / 11 2923-5439 - THAILAND +66 / 2 861 59 95 - CHINA +86 / 21 3222 1818
INDIA +91 / 11 4646 5000 - GERMANY AXON LAB AG +49 / 7153 92260 - DISTRIBUTORS NETWORK +33 (0)4 67 14 15 16

HORIBA Medical online : <http://www.horiba.com/medical>

